

## COMPLEMENT PASSAGERS 3 : Médicaments

Principe Actif Dénomination Commune Internationale (DCI)	Voie d'Administration	Forme Composition	Quantité	Liste
<b><u>1) Cardiologie</u></b>				
Epinéphrine	parentérale	ampoule 1 mg / 1 ml	10	I
Furosémide	parentérale	ampoule 20 mg / 2 ml	4	II
Trinitrine	buccale	flacon pulvérisation 0,15 mg / dose	1	II
Méthylergométrine <sup>(9)</sup>	parentérale	ampoule 0,2 mg / 1 ml (à conserver au froid)	3	I
<b><u>2) Antalgiques - Antipyrétiques - Antispasmodiques – Anti-inflammatoires</u></b>				
Kétoprofène (*)	parentérale	ampoule 100 mg / 2 ml	2	II
Paracétamol	orale	lyophilisats oraux 500 mg	16	
Paracétamol	orale	gélule 500 mg	32	
Phloroglucinol (*)	sub-lingual	lyophilisats oraux 80 mg	20	
Terbutaline ou Salbutamol	nébulisation	unidose - 5mg/2ml	20	I
Morphine chlorhydrate	parentérale	ampoule 10 mg/ml	5	Stupéfiant
<b><u>3) Psychiatrie - Neurologie</u></b>				
Diazépam	parentérale	ampoule 10 mg / 2 ml	6	I
Naloxone	parentérale	ampoule 0,4 mg / ml	4	I
<b><u>4) Allergologie</u></b>				
Méthyl prednisolone	parentérale	ampoule 40 mg / 2ml	5	I

9

Si personnel féminin à bord

**COMPLEMENT PASSAGERS 3 : Matériel médical et objets de pansement**

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>1) Matériel de réanimation</u></b>			
Insufflateur manuel avec masque facial (taille 4 & 5) et réservoir à oxygène	unité	1	Type Ambu® (1)
Canules de « Guedel »	unité	1	Taille 3 & 4
Pompe d'aspiration manuelle pour désobstruction des voies aériennes supérieures	unité	1	Type Ambu® Twin Pump (1)
Masque à oxygène adulte avec tubulure (à haute et moyenne concentration)	unité	2	Usage unique
Nébuliseur avec masque aérosol et tubulure	unité	2	Usage unique
<b><u>2) Instruments</u></b>			
Cuvette réniforme	unité	1	
Bistouri lame n° 11	unité	1	Usage unique
Ciseaux droit à pansement	Set stérile	1	Usage unique
Set à Pansement :	Set stérile	2	Usage unique
- 1 Champ stérile non troué			
- 1 Pince Kocher			
- 1 Pince anatomique à mors fins			
- 1 Pince à disséquer à griffes			
Pince hémostatique à griffes	Set stérile	2	Type "Halstead"
<b><u>3) Matériel d'examen et de surveillance médicale</u></b>			
Bandelettes réactives pour glycémie capillaire (AVEC LECTEUR)	boîte	1	Avec lancettes capillaires sécurité
Stéthoscope	unité	1	
Tensiomètre	unité	1	Manuel ou automatique (type OMRON® (1) ) à brassard huméral
Thermomètre médical	unité	1	
Fiche d'observation médicale	unité	10	Pour téléconsultation médicale
Fiche médicale pour évacuation	unité	10	
Guide médical de bord	unité	1	Edition agréée par le Service de Santé des Gens de Mer
<b><u>4) Matériel d'injection</u></b>			
Aiguille à injection stérile :			Usage unique
- sous-cutanée (25 G – 0,5 x 16)	unité	5	
- intra-veineuse (23 G – 0,6 x 25)	unité	5	
- intra-musculaire (21 G – 0,8 x 40)	unité	5	
- trocards (19 G – 1,1 x 40)	unité	5	
Seringue :			
- 5 ml	unité	5	
- 10 ml	unité	5	
Garrot en caoutchouc pour voie veineuse	unité	1	
Collecteur d'aiguilles	unité	1	0,45 l.
Canule rectale	unité	2	Usage unique
Gants d'examen, non stériles	boîte de 100	1	Taille M et L
<b><u>5) Matériel médical général</u></b>			
Registre de médicaments	unité	1	

Article	Présentation	Quantité	Remarques
<b><u>6) Matériel d'immobilisation et de contention</u></b>			
Attelle / orthèse rigide de poignet/main	unité	1	Type Axmed® (1) ou Lepine® (1) (modèle bilatéral)
Echarpe de contention et d'immobilisation	unité	1	Type Axmed® (1)
Attelle complète de jambe	unité	1	Attaches rapides velcro
Collier pour immobilisation cervicale	Set de 3 tailles	1	Polyéthylène
Civière polyvalente treuillable	unité	1	Type Bellisle®, Neil Robertson®, Skedco® ...(1)
Bande adhésive élastique (10 cm)	rouleau	1	
<b><u>7) Trousse de Premiers Secours</u></b> <sup>(10)</sup>			
Compresses de gaze stériles	paquet de 5	2	Taille moyenne
Chlorhexidine – Solution aqueuse	unidose 0,05 %	2	
Coussin hémostatique	unité	1	Type CHUT® (1)
Bande de crêpe (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Velpeau® (1)
Bande auto-adhésive (10 cm)	rouleau de 4 m	1	Type Coheban® (1)
Pansement adhésif	boîte	1	Assortiment 3 tailles
Gants d'examen, non stériles	paire	4	Taille M et L
<b><u>8) Sac médical d'urgence</u></b>		1	Voir annexe 217-3.A.4

<sup>10</sup>  
- Trousse étanche, à positionner dans des lieux appropriés  
- 1 trousse par tranche de 100 passagers, avec un maximum de 3